



# SniT fixation

Nouveau système de fixation  
par collage chimique  
de surface

# 1- La résine Fischer FIS V0 300T

- Résine spécialement conçue pour un usage intensif avec les produits SniT
- Classée A+
- Zéro hazard technology  
- Cette résine est classée non toxique à contrario des autres résines du commerce
- + 2 mélangeurs courts

## 2- Boîte insert M7

- 2015740M7 : Boîte insert avec filetage type patte à vis M7



- Spécialement étudiée pour visser un collier Clipsotube ou collier Atlas

## 3- Boîte collier insert M04

- 2015798BCi : boîte à collier Colson



- Équipée d'un insert M04 débouchant pour la fonction d'ancrage chimique et la possibilité d'une utilisation sans résine avec une vis diamètre 4mm sur support tôle ou autre


## 4- Boîte insert M04

- 2015740M04 : Boîte insert M04 équipée d'un insert fileté de 4mm non débouchant



- S'utilise avec le gabarit 7474740LS ou bien seule comme point d'ancrage d'un luminaire par exemple

# 5- Gabarit de pose



- 7474740LS : Gabarit pour la fixation des prises, interrupteurs et boîtes étanches
- Ajouter en les clipsant, 4 inserts 2015740M04 pour fixer le gabarit (voir vidéos de démonstrations sur notre site) <https://www.snit-shop.fr>